




ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULANCE		
	Nomor Dokumen : 1890/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 001	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Kegiatan menghilangkan mikroorganisme, noda, kotoran dan sampah serta bau yang tidak sedap pada mobil <i>Ambulance</i> setelah selesai digunakan untuk mengantar pasien dan/atau setelah mengantar pasien infeksius atau pasien yang dicurigai infeksius di tempat khusus yang memiliki saluran pembuangan langsung ke IPAL.		
Tujuan	Mencegah terjadinya risiko penyebaran infeksi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Persiapan Alat : 1. APD (masker, cap, apron, google, sarung tangan rumah tangga dan sepatu boot); 2. Ember; 3. Sikat; 4. Selang; 5. Lap; 6. Cairan desinfektan; 7. Cairan detergen; 8. Kanebo; 9. <i>Vacuum cleaner</i> . Waktu : Ketika selesai melakukan tranfer pasien infeksius Petugas : <i>Driver</i> Tempat : Tempat khusus pencucian <i>Ambulance</i> Pelaksanaan 1. Cuci tangan. 2. Pakai alat pelindung diri. 3. Buka seluruh pintu <i>Ambulance</i> . 4. Keluarkan semua peralatan yang bisa dikeluarkan untuk dibersihkan di luar <i>Ambulance</i> . Seperti tempat sampah, brankar, karpet karet dll.		

fe

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULANCE		
	Nomor Dokumen : 1890/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 001	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">5. Lakukan pembersihan ke seluruh permukaan <i>Ambulance</i> secara merata menggunakan lap yang telah direndam di larutan detergen kemudian dilakukan pembilasan menggunakan lap bersih yang air bersih.6. Lakukan dekontaminasi ke seluruh permukaan <i>Ambulance</i> secara merata menggunakan lap yang telah direndam di larutan desinfektan, tunggu sampai 10 menit.7. Lakukan pembilasan dengan lap bersih yang telah direndam menggunakan air bersih.8. Bersihkan lantai mobil dari debu dengan <i>vacuum cleaner</i> (jika tidak ada tumpahan darah atau cairan tubuh).9. Cuci karpet karet lantai <i>Ambulance</i> dengan detergen, sikat sampai bersih dan bilas dengan air mengalir.10. Siram karpet dengan cairan desinfektan tunggu 10 menit, lalu bilas dengan air bersih.11. Untuk pembersihan luar mobil tidak ada perlakuan khusus, sama seperti mencuci mobil biasa, menggunakan sabun detergen dan bilas dengan air secara merata dengan selang.12. Lap seluruh permukaan luar dengan kain kanebo.13. Masukkan alat yang sudah dibersihkan ke dalam <i>Ambulance</i>.14. Bersihkan dan dekontaminasi peralatan yang digunakan untuk pembersihan.15. Lepaskan alat pelindung.16. Cuci tangan 6 langkah.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Umum2. Instalasi Gawat Darurat		

fe