



 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>KALIBRASI ALAT LABORATORIUM</b>		
	Nomor Dokumen : 2511/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  <b>RS MATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Kalibrasi alat laboratorium adalah kegiatan pengujian untuk menentukan satu atau lebih karakteristik dari suatu instrumen sehingga dapat dipastikan kesesuaian antara karakteristik dan spesifisitasnya.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk kalibrasi alat laboratorium.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mikropipet;</li> <li>2. Hematology analyzer;</li> <li>3. Fuji film dry chem;</li> <li>4. Snibe;</li> <li>5. Clover A1C;</li> <li>6. Tcoag.</li> </ol> <p>Waktu: Ketika kalibrasi alat laboratorium.</p> <p>Petugas: Teknisi Alat.</p> <p>Tempat : Laboratorium.</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlakukan alat – alat yang penting dengan baik dengan melakukan kalibrasi berkala :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kalibrasi mikropipet setiap tahun sekali;</li> <li>b. Kalibrasi hematology analyzer setiap 6 bulan sekali atau setiap penggantian suku cadang lain;</li> <li>c. Kalibrasi Fuji Film Dry Chem setiap 6 bulan sekali;</li> <li>d. Kalibrasi Snibe setiap 6 bulan sekali;</li> <li>e. Kalibrasi Clover A1C setiap 6 bulan sekali;</li> <li>f. Kalibrasi TCoag setiap 6 bulan sekali.</li> </ol> </li> <li>2. Buat jadwal kalibrasi semua alat laboratorium yang perlu dilakukan pengujian dan disertai pengajuan usulan anggaran untuk kalibrasi;</li> </ol>		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>KALIBRASI ALAT LABORATORIUM</b>		
	Nomor Dokumen : 2511/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Jadwalkan kalibrasi kepada Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit sebagai koordinator yang ditunjuk untuk mengurus kalibrasi peralatan medis rumah sakit dan mendaftarkan ke BPFK;</li><li>4. Ingatkan dan hubungi koordinator pada saat tiba jadwal kalibrasi yang dilakukan oleh petugas laboratorium;</li><li>5. Kirim alat laboratorium ke BPFK atau untuk alat laboratorium yang besar datangkan petugas BPFK untuk melakukan pengujian di tempat (Laboratorium);</li><li>6. Alat laboratorium yang kalibrasinya tidak dapat dilakukan oleh BPFK, maka dilakukan oleh teknisi dari pabrik/supplier alat tersebut.</li></ol>		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laboratorium;</li><li>2. Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit.</li></ol>		