

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	MEMATIKAN MESIN MIKROKERATOME		
	Nomor Dokumen : 2620/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 001	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 22 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Mematikan mesin setelah prosedur operasi Lasik		
Tujuan	Untuk menjaga kesetabilan kondisi mesin		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1631/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Layanan Premium Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Moria evolution 3 Waktu : setelah tindakan lasik selesai Petugas : 1. perawat Tempat : lantai 2 ruang tindakan 2 Pelaksanaan : 1. Putar tombol ke posisi OFF (berlawanan searah jarum jam) 2. selesai		
Instalasi Terkait	Instalasi Pelayanan premium		