

No : 0165-20-SUB-PM-S1
 Perihal : Penawaran Harga

Surabaya, 13 November 2020

Kepada Yth.
Direktur
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19, Surabaya
Jawa Timur 60274
Telp. 031 - 5319619

Dengan hormat,
 Bersama ini kami PT. Ophthalindo Jaya yang bergerak dibidang supplier alat – alat kesehatan untuk spesialis kedokteran mata mengajukan penawaran harga sebagai berikut:

No.	Part. No.	Nama Barang
1	REI-E#16060SET	Reichert 7CR Auto Tonometer with Corneal Response Technology, Reichert; USA Spesification : Dimensions 19.75" h x 10.5" w x 14" d (50.2 x 26.7 x 35.6 cm) Weight 23 lbs (10.4 kg) Voltage 100/240 VAC Frequency 50/60 Hz Measurement Range 7-60 mmHg (ISO 8612 tonometer standard) Features : IOPg (Goldmann Correlated IOP) and IOPcc (Corneal Compensated IOP) clearly displayed on color LCD <ul style="list-style-type: none"> - Measurement "Score" indicates reliability of readings Easy to use, touch-screen user interface requires minimal operator training Exclusive Reichert technology ensures the softest possible air puff <ul style="list-style-type: none"> - Real-time applanation detection system provides a custom air puff for every measurement Simple and fast patient positioning – No chinrest, joystick, or elevation controls <ul style="list-style-type: none"> - Patients simply lean against convenient left/right sliding forehead rest - Obvious fixation cues for fast alignment - Alignment and measurement is completely automated Triple-measurement mode delivers three consecutive IOP measurement with a single button press Internal printer and electronic data transfer via USB port Reichert's Corneal Response Technology is patented: US 7, 481, 767 B2
	Harga : Disc. 30% : Harga Nett :	Rp. 433.772.900,- Rp. 130.131.870,- Rp. 303.641.030,-



No : 0165-20-SUB-PM-SI

Surabaya, 13 November 2020

Ketentuan :

1. Harga dalam mata uang Rupiah dan belum termasuk PPN 10%.
2. Harga berlaku 3 bulan sejak surat ini dikeluarkan.
3. Garansi 1 (satu) tahun termasuk *Spare Part*, bukan atas *human error*, tidak termasuk *Force Majure*.
4. Pembayaran via transfer, dengan jangka waktu 30 hari setelah barang terkirim.
5. free jasa *maintenance* selama 2 tahun (4 kali kunjungan), tidak termasuk akomodasi (apabila ada)
6. Persediaan Barang *Ready Stock*.
7. Franko Surabaya.

Demikian penawaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Ophthalindo Jaya



Agung Kristantyo. B
Product & Sales Manager

Contact Person :

Bapak Petrus 0811 307 621

PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 - Indonesia
+62-21 2937 1382 [Phone] | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
info@ophthalindojaya.com | www.ophthalindojaya.com



No : 062/OJ/SPT-PM/I/2020 Rev 2
Perihal : Penawaran Harga

Jakarta, 28 April 2020

Kepada Yth.
Direktur
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19, Surabaya
Jawa Timur 60274
Telp. 031 - 5319619

Dengan hormat.
Bersama ini kami PT. Ophthalindo Jaya yang bergerak dibidang supplier alat – alat kesehatan untuk spesialis kedokteran mata mengajukan penawaran harga sebagai berikut:

No.	Part. No.	Nama Barang
1	REI-E#16060SET	<p>Reichert 7CR Auto Tonometer – Reichert; USA</p> <p>Spesification :</p> <p>Dimensions 19.75" h x 10.5" w x 14" d (50.2 x 26.7 x 35.6 cm)</p> <p>Weight 23 lbs (10.4 kg)</p> <p>Voltage 100/240 VAC</p> <p>Frequency 50/60 Hz</p> <p>Measurement Range 7-60 mmHg (ISO 8612 tonometer standard)</p> <p>Features :</p> <p>IOPg (Goldmann Correlated IOP) and IOPcc (Corneal Compensated IOP) clearly displayed on color LCD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Measurement "Score" indicates reliability of readings <p>Easy to use, touch-screen user interface requires minimal operator training</p> <p>Exclusive Reichert technology ensures the softest possible air puff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Real-time applanation detection system provides a custom air puff for every measurement <p>Simple and fast patient positioning -- No chinrest, joystick, or elevation controls</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patients simply lean against convenient left/right sliding forehead rest - Obvious fixation cues for fast alignment - Alignment and measurement is completely automated <p>Triple-measurement mode delivers three consecutive IOP measurement with a single button press</p> <p>Internal printer and electronic data transfer via USB port</p> <p>Reichert's Corneal Response Technology is patented: US 7, 481, 767 B2</p>
		Harga : Rp. 433.772.900,-
		Disc.30%: Rp. 130.131.870,-
		Harga Nett : Rp. 303.641.030,-

11/3 - HARGA TETAP
2020 -

- HARGA TETAP
TIDAK ADA KEMBALIAN.

Page 1 of 2

3/11/2020



No : 062/OJ/SPT-PM/I/2020 Rev 2

Jakarta, 28 April 2020

Ketentuan :

1. Harga dalam mata uang Rupiah dan sudah termasuk PPN 10%.
2. Harga berlaku 3 bulan sejak surat ini dikeluarkan.
3. Franko Surabaya.

Demikian penawaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Ophthalindo Jaya

Agung Kristanto
Product & Sales Manager

Contact Person :
Bapak Petrus 0811 307 621



Reichert 7CR

Auto Tonometer + Corneal Response Technology™

The Glaucoma Tonometer.

Reichert™
TECHNOLOGIES
Advancing Eye Care. Preserving Sight.™

Reichert 7CR Auto Tonometer + Corneal Response Technology™

IOP is the only modifiable risk factor for glaucoma and, as such, accurate tonometry is of critical importance in the diagnosis and management of this disease. It is widely recognized that the current gold standard for measuring pressure, the Goldmann Applanation Tonometer (GAT), has considerable flaws. Goldmann, and other current tonometers, are significantly influenced by corneal properties such as rigidity and thickness. Though it has been shown that GAT provides clinically reliable measurements in eyes with "average" corneas, we now know that many corneas vary more significantly from average than previously thought.

Numerous Studies have shown that thicker corneas overstate IOP values and thinner corneas understate IOP. However, **thickness does not adequately describe corneal biomechanical properties**, making the use of CCT-based correction algorithms questionable at best. In fact, researchers have concluded that correcting IOP based on CCT can lead not only to errors in the magnitude, but also in the direction of the adjustment.

"Correction nomograms that adjust GAT IOP based solely on CCT are neither valid nor useful in individual patients."


– Pg 18. Robert N. Weinreb, James D. Brandt, David Garway-Heath and Felipe Medeiros. World Glaucoma Association on Intraocular Pressure; Consensus Series 4; May 5, 2007

Reichert's 7CR Auto Tonometer + Corneal Response Technology

takes corneal biomechanical properties into consideration, providing **Corneal Compensated IOP (IOPcc)** - a pressure measurement that is significantly less affected by the cornea than other methods of tonometry. The instrument's unique ability to simultaneously provide a **Goldmann-correlated IOP measurement (IOPg)** and **IOPcc**, provides clinicians with a better understanding of patient tonometry values, enhancing clinicians ability to make critical diagnosis and treatment decisions.

Reichert 7CR Features

- IOPg (Goldmann Correlated IOP) and IOPcc (Corneal Compensated IOP) clearly displayed on color LCD
 - Measurement "Score" indicates reliability of readings
- Easy-to-use, touch-screen user interface requires minimal operator training
- Exclusive Reichert technology ensures the softest possible air puff
 - Real-time applanation detection system provides a custom air puff for every measurement
- Simple and fast patient positioning - No chinrest, joystick, or elevation controls
 - Patients simply lean against convenient left/right sliding forehead rest
 - Obvious fixation cues for fast alignment
 - Alignment and measurement is completely automated
- Triple-measurement mode delivers three consecutive IOP measurements with a single button press
- Internal printer and Electronic data transfer via USB port
- Reichert's Corneal Response Technology is patented: US 7,481,767 B2



Reichert 7CR simultaneously displays IOPg and IOPcc

Reichert 7CR is more accurate in:

- Normal Tension Glaucoma patients
- Primary Open Angle Glaucoma patients
- Post-LASIK and refractive surgery patients
- Fuchs' / edematous patients
- Keratoconus patients
- Patients with thick, thin, or biomechanically atypical corneas

Specifications

Catalog Number	16060
Dimensions	19.75" h x 10.5" w x 14" d (50.2 x 26.7 x 35.6 cm)
Weight	23 lbs (10.4 kg)
Voltage	100/240 VAC
Frequency	50/60 Hz
Measurement Range	7 - 60 mmHg (ISO 8612 tonometer standard)



Reichert 7CR
Auto Tonometer +
Corneal Response
Technology

Proudly Made in the USA.

Call your authorized Reichert Technologies Distributor today.

Important Notice

For your own protection, only purchase your Reichert Technologies instruments from and have them serviced by an Authorized Reichert Distributor.

Reichert 7CR-0410 ©2010 Reichert, Inc. Specifications subject to change without notice. Reichert is a registered trademark of Reichert, Inc. Reichert Technologies, "Advancing Eye Care. Preserving Sight." and Corneal Response Technology are trademarks of Reichert, Inc.

Reichert
TECHNOLOGIES
Advancing Eye Care. Preserving Sight.

Reichert, Inc.
3362 Walden Avenue, Depew, NY 14043
Toll Free: 888-849-8955 • Tel: (716) 686-4500
Fax: (716) 686-4545 • www.reichert.com

ISO 9001 Certified


Reichert products are designed and manufactured under quality processes meeting ISO 9001 requirements.

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

UNIT : R. Map.

TANGGAL : 3 - 3 - 2020

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1	NCT	Reichert	AT 555	1		6/m ada
	(untuk Gedung baru / SMS) .					



→ NCT AT 555 Revan Perintar As Contur
 s/s/s alternatif Reichert 7 CL.

Menyetujui
 Ka. Unit

Mengetahui,
 Wadir Yan Medik



(dr. Ria Sylvia, SpM)

Pemohon

(Nenny. ne.)

Ka. Ins. Farmasi



(Intam Kusumawati)

FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk : dr. Dewi Rosarina, Sp.MI

Tanggal : 28/3/2020

SIP : 503.446/01649/II/P.DS/436.7.2/2019

Nama Dokter :

Nama Organisasi/RS/Klinik : RS Mata Undaan Surabaya .

Jenis/Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai : Reichert 7 CR .

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

a. Kenyamanan penggunaan 5 / 4 / 3 / 2 / 1

b. Kemudahan Penggunaan 5 / 4 / 3 / 2 / 1

c. Kualitas Produk 5 / 4 / 3 / 2 / 1

d. Kesan Keseluruhan 5 / (4) / 3 / 2 / 1

Komentar atau Saran jika ada.

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

PT. OPHTHALINDO JAYA

email: info@ophthalindojaya.com

MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

dr. Dewi Rosarina, Sp.MI

SIP : 503.446/01649/II/P.DS/436.7.2/2019

FORM EVALUASI KLINIS

28/05/2020
3

Nama Produk :

Tanggal :

Nama Dokter :

dr. Muh. Valeri AlHakim, SpM
NIP. 503.448.017751.11.1962.216.3.3004

Nama Organisasi/RS/Klinik :

Jenis/Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai :

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. Kenyamanan penggunaan | 5 / <u>4</u> / 3 / 2 / 1 |
| b. Kemudahan Penggunaan | 5 / <u>4</u> / 3 / 2 / 1 |
| c. Kualitas Produk | 5 / <u>4</u> / 3 / 2 / 1 |
| d. Kesan Keseluruhan | 5 / <u>4</u> / 3 / 2 / 1 |

Komentar atau Saran jika ada.

1x pertanyaan & 3x pernyataan score tetapi kira-kira

Terima kasih atas bantuanmu dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

PT. OPHTHALINDO JAYA

email: info@ophthalindojaya.com

MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

dr. Muh. Valeri AlHakim, SpM
NIP. 503.448.017751.11.1962.216.3.3004

()

FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk :

Tanggal :

Nama Dokter :

dr. Lydia Nuradlanti,SpM
NIP. 603.446.012.36101/DSO-Cik. 6, 3/2012

Nama Organisasi/RS/Klinik :

Jenis/Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai :

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

a. Kenyamanan penggunaan 5 / 4 / (3) / 2 / 1

b. Kemudahan Penggunaan 5 / 4 / (3) / 2 / 1

c. Kualitas Produk 5 / (4) / 3 / 2 / 1

d. Kesan Keseluruhan 5 / (4) / 3 / 2 / 1

Komentar atau Saran jika ada.

(-)

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

PT. OPHTHALINDO JAYA

email: info@ophthalindojaya.com

MGK Kelapa Gading Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

dr. Lydia Nuradlanti,SpM
NIP. 603.446.012.36101/DSO-Cik. 6, 3/2012