



ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	<b>DESINFEKSI TINGKAT RENDAH</b>		
	Nomor Dokumen : 1894/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Proses menghilangkan semua bakteri vegetatif dan sebagian virus serta jamur pada permukaan tubuh atau kulit yang utuh yang digolongkan ke dalam peralatan non kritikal dengan menggunakan sabun, larutan alkohol 70%, desinfeksi tingkat rendah, contoh: tensimeter, stethoscope, dan thermometer.		
Tujuan	1. Membunuh bakteri vegetatif dan sebagian virus serta jamur di alat medis yang sudah selesai digunakan. 2. Untuk memutus rantai penyebaran penyakit.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Larutan alkohol 70% atau tisu desinfektan untuk desinfeksi permukaan. 2. Lap kering atau kertas tisu.  Waktu: Ketika membersihkan alat non kritikal  Petugas: 1. Semua petugas yang selesai menggunakan alat non kritikal 2. <i>Cleaning Service</i>  Tempat : Di seluruh area pelayanan RS Mata Undaan  Pelaksanaan 1. Lakukan cuci tangan. 2. Gunakan APD berupa sarung tangan. 3. Semprotkan alkohol 70% pada tisu atau ambil tisu desinfektan dan lap secara merata pada permukaan alat mulai dari area yang bersentuhan langsung dengan pasien ke area yang tidak terkena langsung dengan pasien. 4. Buang tisu pada tempat sampah infeksius. 5. Ambil tisu kering dan lap alat secara merata. 6. Simpan di tempat yang bersih, kering, dan diusahakan tertutup. 7. Lepaskan APD dan lakukan cuci tangan.		

pk

ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>DESINFEKSI TINGKAT RENDAH</b>		
	Nomor Dokumen : 1894/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi Rawat Inap</li><li>2. Instalasi Rawat Jalan</li><li>3. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi</li><li>4. Instalasi Gawat Darurat</li><li>5. Instalasi Layanan Premium</li><li>6. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi</li></ol>		

fe