


ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	MENYIAPKAN BAHAN MEDIS STERIL DENGAN PEMBUNGKUS (LINEN + WRAPPING PAPER)		
	Nomor Dokumen : 1898/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 26 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan bahan dan peralatan steril yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi agar tetap dalam kondisi steril.		
Tujuan	1. Meminimalkan mikroorganisme. 2. Mencegah transmisi mikroorganisme dari petugas ke alat/bahan. 3. Tujuan utama pencegahan dan pengendalian infeksi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 1552/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Linen khusus 2. <i>Wrapping paper</i> Waktu: Ketika menyiapkan bahan linen untuk kebutuhan pembedahan Petugas: Petugas Sterilisasi Sentral Tempat : Sterilisasi Sentral Pelaksanaan 1. Cuci tangan dengan air mengalir. 2. Ambil troli yang berisi alat dan bahan medis untuk persiapan operasi. 3. Bersihkan meja linen/instrumen dengan desinfektan/alkohol 70%. 4. Cuci tangan dengan <i>handrub</i> . 5. Ambil dan tempatkan bahan medis dengan pembungkus linen + <i>wrapping</i> di meja linen. 6. Buka plester/tali pengikat dengan tangan (lapisan pertama). 7. Buka semua lipatan linen dengan tangan. 8. Buka semua lipatan <i>wrapping paper</i> (lapis kedua) dengan korentang steril. 9. Ambil kain penutup meja (taplak) steril yang sudah disiapkan dengan korentang dan tutup meja linen/instrumen. 10. Tempatkan korentang yang sudah dipakai di <i>pass box</i> untuk di dekontaminasi ulang. 11. Cuci tangan.		
Instalasi Terkait	Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi		

