


 <b>RSMATA UNDAAN</b>	<b>PEMERIKSAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT)</b>		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2276/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  <b>RSMATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Yang dimaksud dengan pemeriksaan OCT adalah suatu prosedur pemeriksaan dengan menggunakan alat khusus untuk melihat anatomi lapisan retina dan saraf optik lapis demi lapis.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kelainan anatomis di daerah makula;</li> <li>2. Mengetahui ketebalan kornea;</li> <li>3. Mengetahui pelebaran saraf optik (CD Ratio);</li> <li>4. Mengetahui penipisan retinal nerve fiber layer (RNFL).</li> </ol>		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat OCT;</li> <li>2. Lensa untuk scan Kornea;</li> <li>3. Lensa untuk scan Anterior Chamber.</li> </ol> <p>Waktu: Ketika diperlukan screening lapisan retina pasien.</p> <p>Petugas: Perawat IPDT.</p> <p>Tempat: IPDT (ruang OCT).</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panggil pasien sesuai dengan identitasnya (nama, alamat, tanggal lahir), pastikan ada surat rujukan dokter dan kuitansi resmi dari kasir</li> <li>2. Ucapkan salam, senyum, sapa pada pasien</li> <li>3. Siapkan alat dan data pasien dientri (nama, no. RM, dan tanggal lahir)</li> <li>4. Jelaskan pemeriksaan OCT kepada pasien</li> <li>5. Posisikan pasien pada chinrest, instruksikan pasien untuk melihat lampu(garis silang) hijau di dalam scan</li> <li>6. Tentukan scan yang dibutuhkan (macula kornea, dan glukoma), ambil hasil analisa yang terbaik</li> </ol>		



 <b>RSMATA UNDAAN</b>		<b>PEMERIKSAAN OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT)</b>		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2276/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  <b>RSMATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Lebarkan pupil mata pasien dengan media keruh atau pupil mata yang terlalu kecil sehingga scan tidak muncul dengan catatan tekanan bola mata pasien tersebut normal (10 – 20 mmHg)</li> <li>8. Simpan dan cetak data bila sudah selesai</li> <li>9. Sertakan data hasil pemeriksaan dalam status pasien atau serahkan pasien untuk diserahkan kepada dokter</li> <li>10. Dokumentasikan hasil dalam status Rekam Medis</li> </ol>			
Instalasi Terkait	Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.			