



ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	PENYIMPANAN REAGENSIA/KONTRAS		
	Nomor Dokumen : 2076/SPO/DIR/RSMU/VII/202	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Suatu upaya mempertahankan kelayakan suatu reagen/kontras yang mempengaruhi hasil pemeriksaan.		
Tujuan	Agar semua reagensia memberikan hasil yang valid : akurat dan presisi hasil.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1682/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi.		
Prosedur	Persiapan Alat: Ruang ber AC Waktu: Ketika reagen / kontras telah didistribusikan ke unit Petugas: Perawat IPDT Tempat: IPDT Pelaksanaan 1. Pastikan kemasan/segel reagen/kontras yang akan digunakan tidak rusak 2. Pastikan reagen/kontras yang akan digunakan tidak kedaluwarsa 3. Laporkan dan kembalikan ke farmasi untuk ditindak lanjuti bilamana sebelum digunakan reagen/kontras telah berubah warna, petugas wajib laporkan dan mengembalikan ke farmasi untuk ditindak lanjuti 4. Pastikan reagen/kontras terdapat label dari perusahaan 5. Petugas mencatat/menandai tanggal pemakaian reagen pada saat dipakai pertama kali 6. Simpan reagen/kontras di lemari obat pada suhu kamar < 35 derajat celsius 7. Monitor dan evaluasi reagen setiap kali digunakan		
Instalasi Terkait	1. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi; 2. Instalasi Farmasi.		