

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	<b>PEMBERSIHAN TANDON</b>		
	Nomor Dokumen : 2217/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  <b>RS MATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Upaya untuk melakukan pembersihan tandon/penampungan air di lingkungan rumah sakit.		
Tujuan	Meningkatkan kualitas air untuk kegiatan operasional rumah sakit.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Kunci pipa 2. Sikat lantai 3. Lap kanebo  Waktu : 6 bulan sekali  Petugas : Staf Kebersihan  Tempat : Penampungan Air Bersih Pelaksanaan 1. Matikan aliran air menuju tandon 1-2 jam sebelum pembersihan tandon. 2. Buka <i>drain</i> buangan yang ada di dasar tangki untuk mengeluarkan air. 3. Gunakan sikat dan lap untuk membersihkan kotoran yang menempel di tandon. 4. Bilas tandon dengan air bersih. 5. Bilas tandon dengan air lalu buang. 6. Isi tandon dengan air yang baru. 7. Lakukan pembersihan tandon tiap 6 (enam) bulan sekali.		
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan		