



PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC

Jl. Senen Raya 135, Ruko Atrium Blok C No.15 Jakarta 10410 Indonesia

Telp. (021) 3515478, 3516018, Fax. (021) 3511606

Website: www.berjaya-moc.com, E-mail : info@berjaya-moc.com

Ditetapkan pada : 01 Juli 2021

Masa Berlaku hingga : 01 Juli 2022

Kepada yth :

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jalan Undaan Kulon No. 19

Genteng - Surabaya

SURAT KETERANGAN KALIBRASI

Dengan hormat,

Bersama ini kami menerangkan bahwa PT. Berjaya Mandarin Opto-Medic telah melakukan kalibrasi atau maintenance untuk alat mata di Klinik Mata Undaan sbb :

Canon Full Non Contact Tonometer with Pachymeter TX-20P, Japan

1 Unit SN. 300385

Dan alat tersebut telah berfungsi dengan baik.

Demikian, surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,

PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC


PT. BERJAYA MANDARIN OPTO-MEDIC
JAKARTA - INDONESIA

Hendry Renaldo. B. Eng, MBA

Operational Manager