

ORIGINAL

 <b>RSMATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>TRANSPORTASI PRODUK DARAH DARI PALANG MERAH INDONESIA (PMI)</b>		
	Nomor Dokumen : 2500/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Transportasi produk darah dari Palang Merah Indonesia (PMI) adalah proses membawa produk darah oleh kurir dari PMI ke laboratorium.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk transportasi produk darah dari Palang Merah Indonesia (PMI).		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1874/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Pelayanan Darah.		
Prosedur	Persiapan Alat: <i>cold box</i> .  Waktu: Ketika transportasi produk darah oleh kurir dari PMI.  Petugas: Kurir.  Tempat : Laboratorium.  Pelaksanaan 1. Produk darah yang telah dilakukan uji kecocokan ( <i>crossmatch</i> ) di PMI di bawa oleh kurir memakai box khusus penyimpanan darah ( <i>cold box</i> ) dengan <i>ice pack</i> didalamnya; 2. Susun komponen darah dari bawah ke atas di dalam <i>cold box</i> dengan urutan : a. Kantong Darah; b. Alas berupa plastik; c. <i>Ice pack</i> . 3. Bawa langsung ke laboratorium agar rantai dingin darah terjaga.		
Instalasi Terkait	1. PMI; 2. Laboratorium; 3. Kurir.		